


- * 请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用
- * 禁忌内容或者注意事项详见说明书

CAPNO.MED™


鼻氧管

用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。



**NASAL
CANNULA**

HiFlow+



备案人/生产企业名称：秦皇岛卡普诺迈特医疗器械科技有限公司
住所/生产地址：秦皇岛市经济技术开发区洋河道10号标准厂房5楼2区
售后服务单位：秦皇岛卡普诺迈特医疗器械科技有限公司
联系方式：电话：+86-0335-8595611 传真：+86-0335-8595611
通信地址：秦皇岛市经济技术开发区洋河道10号标准厂房5楼2区（邮编：066004）




产品结构组成

- 由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。
- 非无菌提供。

主要技术指标

性能指标	HFNC -100XS HFNC -200XS	HFNC -100S HFNC -200S	HFNC -100M HFNC -200M	HFNC -100L HFNC -200L
氧气软管长度	≥ 22 cm			
额定流量	4-60L/min	4-60L/min	4-60L/min	6-60L/min
气流阻力 (60L/min)	≤2.0kPa	≤1.7kPa	≤1.1kPa	≤0.8kPa
最大工作压力	200kPa	200kPa	200kPa	200kPa
鼻塞间距	6.7 mm	8.0 mm	9.3 mm	12.6 mm

使用方法



产品型号

产品编号	型号	鼻塞间距 (mm)	装量
HFNC-100L HFNC-200L	鼻氧管, 大号	12.6mm	50个/箱
HFNC-100M HFNC-200M	鼻氧管, 中号	9.3mm	50个/箱
HFNC-100S HFNC-200S	鼻氧管, 小号	8.0mm	50个/箱
HFNC-100XS HFNC-200XS	鼻氧管, 特小号	6.7mm	50个/箱